



## NA 20 Aspirateur nasal / Mouche-Bébé


 german  
 engineering

 hygienic  
 application


Les éléments détachables facilitent le nettoyage  
 du mouche-bébé

 easy  
 to use


Facile à utiliser grâce  
 au bouton de  
 commande unique



Pour retirer les sécrétions nasales facilement et de manière hygiénique

Aide les bébés et les jeunes enfants à mieux respirer, manger et dormir

Parfaitement adapté à la période hivernale

Pour l'élimination des sécrétions nasales liquides à solides

Design ergonomique - parfaitement adapté à la paume de votre main

Silencieux

Convient pour une utilisation de 0 à 12 ans

Comprend 2 embouts en silicone souple pouvant être désinfectés

Pression d'aspiration maximale 500 mmHg (66 kPa)

Pression sonore <75 dB (mesurée à une distance de 30 cm)

2 piles AA x 1.5 V incluses

Dispositif médical

Dimensions (LxlxH): 169 x 43 x 75 mm

Poids du produit: env. 138 g (sans les piles)

Garantie 5 ans

Sales unit: 4 / Shipping carton: 4 x 4

EAN no.: 4211125 60138 6

Item no.: 601.38