




PROTECTIONS POUR AIDES TECHNIQUES À LA POSTURE ALLONGÉE

GAMME	REF	DÉSIGNATION	CONDITIONS DE LAVAGE
 <p>Dispositifs d'aide à la posture en mousse</p>	P901HW	Housse de recharge pour talonnière enveloppante P901T	
	P902HW	Housse de recharge pour dispositif fond de lit P902T	
	P904HW	Housse de recharge pour demi-dispositif fond de lit P904T	
	P906HW	Housse de recharge pour dispositif fond de lit avec coussin d'abduction P906T	
	P903HW	Housse de recharge pour dispositif anti-équin P903T	
	P905HW	Housse de recharge pour bloc de retraction semi-fowler P905T	
	P910HW	Housse de recharge pour cale de positionnement à 30° P910L	
	P910DHW	Housse de recharge pour demi cale de positionnement à 30° Droite P910LD	
	P910GHW	Housse de recharge pour demi cale de positionnement à 30° Gauche P910LG	
	P911HW	Housse de recharge pour coussin d'abduction P911L	
	P912HW	Housse de recharge pour cale de positionnement au lit P912L	
	P913HW	Housse de recharge pour dispositif de positionnement P913L	
	P914HW	Housse de recharge pour dispositif de positionnement universel P914L	
	P915HW	Housse de recharge pour cale de positionnement au lit P915L	
	 <p>Dispositifs d'aide à la posture en microbilles ou fibres</p>	P9700HW	
P9701HW		Housse de recharge pour coussin universel standard P9701B / P9751F	
P9702HW		Housse de recharge pour coussin cylindrique P9702B / P9752F	
P9703HW		Housse de recharge pour demi-bouée d'abduction P9703B / P9753F	
P9704HW		Housse de recharge pour coussin bouée P9704B / P9754F	
P9705HW		Housse de recharge pour coussin demi-lune P9705B / P9755F	
P9706HW		Housse de recharge pour plot pour demi-lune P9706B / P9756F	
P9707HW		Housse de recharge pour coussin de décubitus latéral P9707B / P9757F	
P9709HW		Housse de recharge pour coussin de décharge P9709B / P9759F	
P9710HW		Housse de recharge pour coussin triangulaire P9710B / P9760F	
P9711HW		Housse de recharge pour coussin d'abduction P9711B / P9761F	
P9712HW		Housse de recharge pour coussin de déclive P9712B / P9762F	
P9713HW		Housse de recharge pour coussin de décharge occipitale P9763F	
P9714HW		Housse de recharge pour coussin universel extra small P9714B / P9764F	



Désinfection du POLYMAILLE par produit de pulvérisation à froid (ammonium quaternaire - glutaraldéhydes...)

PACKS DEMO

- Spécialement conçus pour nos distributeurs
- Facilite vos démarches commerciales
- Pratique : présentés dans leur sac de transport



PACK GAMME POSITIONNEMENT MOUSSE : PKDEMOPOSM01



PACK GAMME POSITIONNEMENT

MICROBILLES : PKDEMOPOSB01

